

Plný název analytu **Anti-SARS-CoV-2 IgG**

Jednotky AU/mL

Vyšetřovaný biologický materiál sérum

Odebírá se krev

Druh odběru venózní srážlivá krev

Odběr vhodný ráno nalačno

Příprava pacienta před odběrem není nutná

Skladování před transportem do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek

Referenční interval 0 – 110 let: <50 AU/mL negativní

Interpretace **zvýšení:**

identifikace jedinců, kteří byli v minulosti infikováni a zotavili se z nemoci SARS-CoV-2 či odpověď na vakcínu proti SARS-CoV-2 založenou na RBD S-proteinu

Dostupnost vyšetření rutinní