

*Plný název analytu* **Feritin**

*Jednotky* µg/L

*Vyšetřovaný biologický materiál* sérum

*Odebírá se* krev

*Druh odběru* venózní srážlivá krev

*Odběr* vhodný ráno nalačno

*Příprava pacienta před odběrem* není nutná

*Skladování před transportem* do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek

*Referenční interval* **muži:**

0 – 110 let: 21,8 – 274,7 µg/L

**ženy:**

0 – 110 let: 4,63 – 204,00 µg/L

*Interpretace* Detekce deficitu nebo nadbytku železa. Klinické hodnocení zásobního železa se od počátku spoléhá na stanovení sérového železa, celkové vazebné kapacity pro železo (TIBC) a procentuálního podílu transferinu (poměr sérového železa a TIBC) nebo přímo na vyšetření kostní dřeně.

*Dostupnost vyšetření* rutinní