

| | |
|--|--|
| <i>Plný název analytu</i> | Glykovaný hemoglobin |
| <i>Jednotky</i> | mmol/mol |
| <i>Vyšetřovaný biologický materiál</i> | krev, hemolýzát |
| <i>Odebírá se</i> | krev |
| <i>Druh odběru</i> | venózní nesrážlivá krev |
| <i>Odběr</i> | vhodný ráno na lačno |
| <i>Příprava pacienta před odběrem</i> | není nutná |
| <i>Manipulace s materiálem</i> | Krev odebrat do zkumavky s protisrážlivým prostředkem a po odběru dobře promíchat. |
| <i>Referenční interval</i> | HbA_{1c} (stabilní) z celkového Hb: pro zdravé dospělé: 20 – 42 mmol/mol Zdroj: https://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2016/2016-1/KBM-1-2016-doporuceni-DM-39.pdf |
| <i>Poznámka</i> | kriteria kompenzace diabetu navržená Českou diabetologickou společností k používání v České republice |
| <i>Dostupnost vyšetření</i> | rutinní |