

Plný název analytu **Kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu ve stolici**

Jednotky µg/g stolice

Vyšetřovaný biologický materiál stolice

Odebírá se stolice

Odběr důsledně popsán v návodu přiloženém k odběrové zkumavce

Příprava pacienta před odběrem není nutná

Skladování před transportem do 2 dnů doručit do laboratoře, v případě potřeby uskladnit v chladničce

Referenční interval 2,4 – 17,0 µg/g stolice

Interpretace Vyšetření je indikováno k včasnému záchytu krvácení do zažívacího systému.

Poznámka dietní příprava není nutná

Dostupnost vyšetření rutinní