

<i>Plný název analytu</i>	Kyselina listová (folát)
<i>Jednotky</i>	nmol/L
<i>Vyšetřovaný biologický materiál</i>	sérum
<i>Odebírá se</i>	krev
<i>Druh odběru</i>	venózní srážlivá krev
<i>Odběr</i>	vhodný ráno nalačno
<i>Příprava pacienta před odběrem</i>	není nutná
<i>Skladování před transportem</i>	vzorek chránit před světlem, stabilní 2 hodiny při 20 – 25°C
<i>Referenční interval</i>	0 – 110 let: 7,0 – 46,4 nmol/L <i>Zdroj: Příbalový leták reagenční soupravy Abbott Alinity</i>
<i>Interpretace</i>	snížení: nízký obsah v dietě zhoršená absorpce (celiakie, Crohnova choroba) těhotenství interakce s některými léky (zejména protikřečové) a alkoholem Více v odborné literatuře
<i>Poznámka</i>	hemolýza výrazně zvyšuje hodnoty folátů
<i>Dostupnost vyšetření</i>	rutinní