

*Plný název analytu* **Kyselina listová (folát)**

*Jednotky* nmol/L

*Vyšetřovaný biologický materiál* sérum

*Odebírá se* krev

*Druh odběru* venózní srážlivá krev

*Odběr* vhodný ráno nalačno

*Příprava pacienta před odběrem* není nutná

*Skladování před transportem* vzorek chránit před světlem, stabilní 2 hodiny při 20 – 25°C

*Referenční interval* 0 – 110 let: 7,0 – 46,4 nmol/L

*Interpretace* **snížení:**

nízký obsah v dietě

zhoršená absorpce (celiakie, Crohnova choroba)

těhotenství

interakce s některými léky (zejména protikřečové) a alkoholem

Více v odborné literatuře

*Poznámka* hemolýza výrazně zvyšuje hodnoty folátů

*Dostupnost vyšetření* rutinní