

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Plný název analytu              | <b>NTproBNP, N-terminální propeptid BNP</b>  |
| Jednotky                        | ng/L   |
| Vyšetřovaný biologický materiál | sérum  |
| Odebírá se                      | krev   |
| Druh odběru                     | venózní nesrážlivá krev  |
| Příprava pacienta před odběrem  | není nutná   |
| Skladování před transportem     | do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek   |
| Referenční interval             | 0 - 75 let: 0 - 125 ng/L<br>75 – 120 let: 0 - 450 ng/L   |
| Interpretace                    | <i>Zdroj: Příbalový leták reagenční soupravy Abbott Alinity</i><br><b>zvýšení:</b><br>dekompenzované srdeční selhání, akutní koronární syndrom, stabilní srdeční selhání, plicní hypertenze, renální selhání |
| Poznámka                        | Hodnoty se mírně zvyšují s rostoucím věkem   |
| Dostupnost vyšetření            | rutinní  |