

Plný název analytu **Revmatoidní faktor, RF**

Jednotky IU/mL

Vyšetřovaný biologický materiál sérum

Odebírá se krev

Druh odběru venózní srážlivá krev

Odběr vhodný ráno nalačno

Příprava pacienta před odběrem není nutná

Skladování před transportem do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek

Referenční interval 0 – 110 let: < 30 IU/mL normální.

0 – 110 let: 30–50 IU/mL slabě pozitivní.

Interpretace RF se vyskytuje u pacientů s revmatoidní artritidou. Množství RF v séru dobře koreluje s aktivitou artritidy, rozsahem kloubního poškození a s projevy vaskulitidy.

Poznámka Revmatoidní faktor jsou autoprotilátky zejména typu IgM proti IgG.

Dostupnost vyšetření rutinní