

<i>Plný název analytu</i>	Cholesterol – HDL
<i>Jednotky</i>	mmol/L
<i>Vyšetřovaný biologický materiál</i>	sérum
<i>Odebírá se</i>	krev
<i>Druh odběru</i>	venózní srážlivá krev
<i>Odběr</i>	vhodný ráno nalačno
<i>Příprava pacienta před odběrem</i>	doporučuje se před odběrem 12 hodin lačnit nelze u těžších diabetiků, zde rozhoduje lékař
<i>Skladování před transportem</i>	do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek
<i>Referenční interval</i>	děti: 0 – 18 let: mmol/L chlapci: 1,00 – 1,86 mmol/L dívky: 1,00 – 1,92 dospělí : muži: 1,00 – 2,10 mmol/L ženy: 1,20 – 2,70 mmol/L <i>Zdroj: Doporučení ČSKB, http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2010/2010-1/dop-lipidy.pdf, publikováno: Klin. Biochem. Metab., 18 (39), 2010, No. 1, p. 45–46 - DOSPĚLÁ POPULACE</i> <i>Soldin S.J, Pediatric Reference Intervals, 2003, 109 - DĚTSKÁ POPULACE</i>
<i>Interpretace</i>	snížení <i>sekundární příčiny:</i> stres nebo akutní onemocnění – např. AIM, iktus, trauma, postoperační stavy hladovění, obezita nedostatek fyzické zátěže tabakismus diabetes mellitus hypothyreóza i hypertyreóza akutní a chronické hepatopatie <i>genetická onemocnění:</i> familiární hypertriglyceridémie familiární hypoalfalipoproteinémie
<i>Poznámka</i>	jedno stanovení sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu, stanovení ruší ikterus
<i>Dostupnost vyšetření</i>	rutinní