

Plný název analytu **Cholesterol – HDL**

Jednotky mmol/L

Vyšetřovaný biologický materiál sérum

Odebírá se krev

Druh odběru venózní srážlivá krev

Odběr vhodný ráno nalačno

Příprava pacienta před odběrem doporučuje se před odběrem 12 hodin lačnit
nelze u těžších diabetiků, zde rozhoduje lékař

Skladování před transportem do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek

Referenční interval **děti:** **chlapci:** **dívky:**
0 – 18 let: 1,00 – 1,86 mmol/L 1,00 – 1,92
mmol/L

dospělí :

muži: 1,00 – 2,10 mmol/L

ženy: 1,20 – 2,70 mmol/L

Interpretace **snížení**

sekundární příčiny:

stres nebo akutní onemocnění – např. AIM, iktus, trauma,
postoperační stavy

hladovění, obezita

nedostatek fyzické zátěže

tabakismus

diabetes mellitus

hypothyreóza i hypertyreóza

akutní a chronické hepatopatie

genetická onemocnění:

familiární hypertriglyceridémie

familiární hypoalfalipoproteinémie

Poznámka jedno stanovení sérových lipidů není směrodatné vzhledem
k významnému intraindividuálnímu rozptylu,
stanovení ruší ikterus

Dostupnost vyšetření rutinní