

<i>Plný název analytu</i>	Mikroalbuminurie
<i>Jednotky</i>	mg/L
<i>Vyšetřovaný biologický materiál</i>	moč
<i>Odebírá se</i>	moč
<i>Druh odběru</i>	moč
<i>Odběr</i>	nejlépe první ranní moč
<i>Příprava pacienta před odběrem</i>	není nutná
<i>Skladování před transportem</i>	
<i>Referenční interval</i>	není definován je definován poměr ACR (Albumin/kreatinin v ranní moči): 0 – 110 let: 0 - 2,99 g/mol <i>Zdroj: Doporučení ČSKB 2014</i>
<i>Interpretace</i>	Slouží k posouzení glomerulární proteinurie u diabetes mellitus 1. a 2. typu, hypertenze, u kardiovaskulárního rizika a u monitorování chronického onemocnění ledvin.
<i>Poznámka</i>	
<i>Dostupnost vyšetření</i>	rutinní