

Plný název analytu **Protilátky proti tyreoglobulinu, Anti-TG**

Jednotky IU/mL

Vyšetřovaný biologický materiál sérum

Odebírá se krev

Druh odběru venózní srážlivá krev

Odběr vhodný ráno nalačno

Příprava pacienta před odběrem není nutná

Skladování před transportem do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek

Referenční interval 0 – 4,11 IU/mL

Interpretace **Anti-TG** spolu s **anti-TPO** vyšetřujeme:

– k průkazu chronických tyroiditid autoimunitního původu

– k potvrzení dg. Imunogenní tyroiditidy (Gravesova–Basedowa typu)

více v odborné literatuře

Poznámka Přítomnost protilátek proti tyreoglobulinu může ovlivnit stanovení koncentrace tyreoglobulinu v séru. Proto by všichni pacienti, kteří mají vyšetřovanou hladinu tyreoglobulinu, měli mít stanovenou koncentraci protilátek proti tyreoglobulinu.

Dostupnost vyšetření rutinní