

Plný název analytu **Triglyceridy (triacylglyceroly)**

Jednotky mmol/L

Vyšetřovaný biologický materiál sérum

Odebírá se krev

Druh odběru venózní srážlivá krev

Odběr vhodný ráno nalačno

Příprava pacienta před odběrem doporučuje se před odběrem 12 hodin lačnit, nelze u těžších diabetiků (zde rozhoduje lékař)

Skladování před transportem do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek

Referenční interval **děti:**

0 – 18 let: 0,45 – 1,50 mmol/L

dospělí :

18 – 110 let: 0,34 – 1,70 mmol/L

Interpretace **snížení:**

abetalipoproteinémie, malnutrice, změna dietních zvyklostí

zvýšení:

geneticky podmíněné hyperlipidémie, deficit lipoproteinové lipázy, deficit apo CII, familiární hypertriglyceridémie, dysbetalipoproteinémie, jaterní onemocnění, nefrotický syndrom, hypotyreóza, diabetes mellitus, alkoholismus, pankreatitis, AIM, akutní infekční onemocnění, gravidita

Poznámka interference: hemolýza

Dostupnost vyšetření rutinní