

Plný název analytu **Tyroxin volný; fT4**

Jednotky pmol/L

Vyšetřovaný biologický materiál sérum

Odebírá se krev

Druh odběru venózní srážlivá krev

Odběr vhodný ráno nalačno

Příprava pacienta před odběrem odběr by se měl provádět **nejméně 12 hodin, lépe 24 hodin po poslední medikaci**

Skladování před transportem do 2 hodin po odběru by mělo být sérum odděleno od krvinek

Referenční interval 0 – 110 let: 9,01 – 19,05 pmol/L

Interpretace Volný T4 je tyroxin, který není vázán na transportní protein. Tvoří hormonálně účinnou frakci celkového tyroxinu, nezávislou na změnách transportních proteinů.

Poznámka stanovení ovlivňují léky (dochází ke snížení):
furosemid, antikonvulsiva

Dostupnost vyšetření rutinní