

Plný název analytu **Vitamin B₁₂**

Jednotky pmol/L

Vyšetřovaný biologický materiál sérum

Odebírá se krev

Druh odběru venózní srážlivá krev

Odběr vhodný ráno nalačno

Příprava pacienta před odběrem není nutná

Skladování před transportem 2 až 8°C, odebraný vzorek chránit před světlem

Referenční interval 0 – 110 let: 138 -652 pmol/L

Interpretace **snížení:**

nedostatek vitamínu B₁₂ v dietě, malabsorbce ve střevech,
interakce s některými léky a alkoholem

Více v odborné literatuře

Poznámka Vzorky s extrémně vysokými koncentracemi celkové bílkoviny
(např. pacienti s Waldenstromovou makroglobulinémií) nejsou
pro stanovení vhodné

Dostupnost vyšetření rutinní