

*Plný název analytu* **Vitamin D**

*Jednotky* nmol/L

*Vyšetřovaný biologický materiál* sérum

*Odebírá se* krev

*Druh odběru* venózní srážlivá krev

*Odběr* vhodný ráno nalačno

*Příprava pacienta před odběrem* není nutná

*Skladování před transportem* 2 až 8°C

*Referenční interval* výrazný deficit: < 25 nmol/L

nedostatek: 25 – 75 nmol/L

dostatek: 75 – 100 nmol/L

toxická: > 250 nmol/L

*Interpretace* vyšetření je indikováno při:  
poruchách kostního metabolismu nebo příštítných tělísek,  
deficitu nebo malabsorbci vitamínu D, sledování pacientů  
léčených vitamínem D

více v odborné literatuře

*Poznámka*

*Dostupnost vyšetření* rutinní